

Общий анализ крови




V-Counter

Новое поколение гематологических анализаторов West Medica, Австрия



- Лучший выбор для небольших и средних лабораторий
- Идеальный для педиатрического применения
- Экспресс-режим для срочных проб
- Самый маленький в мире расход реагентов
- Работа с капиллярной кровью



— Анализ крови по 22* или 24** параметрам

— Прокалыватель и миксер для закрытых пробирок

— Производительность до 60 тестов в час

— Работает с капиллярной кровью

— Аспирирует менее 10 мкл цельной крови

— Экспресс-режим для срочных проб

— Внешний пробозаборник для открытых пробирок

— 10-дюймовый сенсорный экран


*V-Counter + Принтер

**V-Counter + ПК

V-Counter

Для измерения капиллярной крови анализатор аспирирует менее 10 мкл, но использует менее 3 мкл. Это удобно для педиатрического применения, когда сложно забирать венозную кровь

Идеален для педиатрического применения



V-Counter® работает с любыми первичными ЭДТА-пробирками доступными на рынке, как с закрытыми (1), так и с открытыми (2).

Набор реагентов для V-Counter®

